



# LUMA

## Płyn do dezynfekcji rąk 100ml

Kod: 51017



Płyn dezynfekujący EtaSEPT Max o pojemności 100 ml, przeznaczony głównie do odkażania powierzchni dłoni. Wyprodukowany na bazie alkoholu, gliceryny i wody. Płyn zawiera w składzie 70% alkoholu etylowego! Dzięki wygodnemu otwarciu 'press to open' zapewnia pełną wygodę podczas użytkowania! Produkt gotowy do użycia, działa bez konieczności dodawania wody. Numer pozwolenia: 0146/TP/2020 EtaSEPT Max jest środkiem dezynfekującym dłonie, stworzonym na bazie alkoholu etylowego. Wykazuje działania bakteriobójcze oraz wirusobójcze. Gliceryna dodatkowo zapewnia działanie pielęgnacyjne dłoni. Skład: etanol (70%) woda gliceryna glikol propylenowy aromat Dawkowanie i zastosowanie: Niewielką ilość preparatu 1 - 3 ml rozprowadzić na powierzchni skóry dłoni i dokładnie wcierać przez około 30 sekund. Stosować nierozcieńczony. EtaSEPT Max działa natychmiast po zastosowaniu. Jego cechą jest również błyskawiczne odparowanie z wszelkich powierzchni. Środki ostrożności: Łatwopalna ciecz i pary (H225). Działa drażniąco na oczy (H319). Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody /prysznicem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Produkt nie pozostawia niebezpiecznych odpadów. Opakowanie utylizować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi opakowań z tworzyw sztucznych po substancjach chemicznych. Efekt biobójczy osiągany bezpośrednio po zastosowaniu i odparowaniu produktu z powierzchni. Produkt stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Do każdego produktu dołączona jest ulotka zawierająca instrukcję użycia, skład oraz środki ostrożności.

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Wkład wymienny:                  | <b>Nie</b>                     |
| Możliwość transportu lotniczego: | <b>Nie</b>                     |
| Pojemność (ml):                  | <b>100 ml</b>                  |
| Wymiary produktu:                | <b>110 x 70 mm</b>             |
| EAN:                             | <b>5905179634924</b>           |
| Kod celny:                       | <b>3808949000</b>              |
| Kolor:                           | <b>01 - biały</b>              |
| Materiał:                        | <b>etanol, woda, gliceryna</b> |
| Opakowanie produktu:             | <b>brak</b>                    |
| Waga jednostkowa brutto (kg):    | <b>0.0940</b>                  |
| Ilość sztuk w kartonie:          | <b>360</b>                     |
| Wymiary kartonu (cm):            | <b>60 x 40 x 40</b>            |
| Waga kartonu (kg):               | <b>34.500</b>                  |